

R1



Η αναπηρική καρέκλα αναδίπλωσης R1 είναι η ιδανική λύση, για όσους χρειάζονται βοήθεια για την καθημερινή τους μετακίνηση: εύκολο στη χρήση και στη μεταφορά, σε μια ασυναγώνιστη σχέση ποιότητας - τιμής.



Pride[®]
Mobility Products Italia s.r.l.
— LIVE YOUR BEST —

Draculis Lift 
Τεχνολογία που σας ανεβάζει

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	R1 (41 cm)	R1 (46 cm) e R1Plus
Μέγιστη ροή	115 kg	115 kg
Μέγιστη ταχύτητα (1)	6,4 Km/h	6,4 Km/h
Ακτίνα στροφής	82 cm	82 cm
Συνοδικό μήκος (2,6)	110 cm	110 cm
Συνοδικό πλάτος (2,6)	67 cm	72 cm
Κινητήριои τροχοί	32 cm (full)	32 cm (full)
Εμπρόσθιος τροχός	20 cm (full)	20 cm (full)
Τροχοί Anti-tip	5 cm (full)	5 cm (full)
Έλξη	Πίσω	Πίσω
Φρένα	Ηλεκτρομαγνητικά	Ηλεκτρομαγνητικά
Ηλεκτρονική	P&G	P&G
Μπαταρία (2x)	36AH	36AH (R1) 50AH (R1 plus)
Μοτέρ	320W X 2	320W X 2
Φορτιστής μπαταρίας	Εξωτερικός, 4 amp	Εξωτερικός, 4 amp
Αυτονομία (1,4)	15/18km	15/18km

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σκελετός από χάλυβα, υψηλής αντοχής
- Αναδίπλωση με απλές κινήσεις
- Ρυθμιζόμενοι βραχίονες στο ύψος
- Κινείται με απίστευτη ευελιξία ακόμη και σε στενούς χώρους

ΧΡΩΜΑ



-Τα δεδομένα της ταχύτητας και της αυτονομίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης του μέσου. Βλέπε πάνω. Λάβετε υπόψη ότι οι ανοχές μπορεί να μεταβληθούν μεταξύ +10%, -5%.
 -Οι κατασκευαστικές ανοχές μπορεί να δημιουργήσουν αλλαγές +-3%.
 -Απαιτούνται μπαταρίες GLM ή AGM.
 -Δοκιμασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI / RESNA, WC Vol 2, Ενότητα 4 και ISO 7175-4
 -Τα αποτελέσματα ελήφθησαν μετά από θεωρητικούς υπολογισμούς με βάση συγκεκριμένη μπαταρία και σύστημα οδηγού. Οι δοκιμές διεξήχθησαν με τη μέγιστη ροή.
 -Το βάρος των μπαταριών μπορεί να διαφέρει. Η έκθεση αναφέρεται στο μέγεθος της βάσης.
 Το συνολικό μέγεθος εξαρτάται από τον τύπο της πλατφόρμας και τυχόν τοποθετημένα εξαρτήματα.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να αλλάξουν από τον κατασκευαστή, χωρίς προηγούμενη επικοινωνία.

Η θεωρητική αυτονομία υπολογίζεται σε ελεγχόμενο εργαστηριακό περιβάλλον, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πραγματική αυτονομία, σε συνθήκες κανονικής χρήσης, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα: οι όροι του μέσου και των μπαταριών, το βάρος του χρήστη, η πίεση των ελαστικών, η εξωτερική θερμοκρασία, η κλίση και η κατάσταση του εδάφους.

Μοντέλο R1 Plus

- Εξοπλισμένο με πακέτο λαμπτήρων και μπαταριών 50Ah.
- Διατίθεται μόνο σε 46cm.

PRIDE
 PERFORMANCE MOBILITY
 — LIVE YOUR BEST —